


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sarnp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82979

Numero articolo: CM0015228



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SARNP umano (CIP29/Hcc-1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. SARNP è un componente del complesso TREX coinvolto nell'esportazione dell'mRNA e nella regolazione della crescita cellulare. Adatto alla ricerca sul cancro e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARNP Rabbit pAb
Note/alias	HCC1; THO1; CIP29; HSPC316; SARNP
Specie	Umana
ID genico (umano)	84324
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di SARNP umano (NP_149073.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P82979
Peso molecolare	24 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante