

Anticorpo Monoclonale Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0004555



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SARS-CoV-2 3CLpro validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la proteina 3CLpro di SARS-CoV-2. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-306 di 3CLpro. Ideale per la ricerca sul COVID-19.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-SARS-CoV-2 3CLpro
Gene ID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-306 della 3CLpro del coronavirus SARS-CoV-2 (YP_009725295.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio