

## Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 3CLpro Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0024409



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per 3CLpro di SARS-CoV-2, la principale proteasi virale. Ideale per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA nella ricerca su COVID-19, nel monitoraggio terapeutico e nello sviluppo di kit diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit pAb                                                                                                                 |
| GeneID              | 43740578                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-306 della 3CLpro di coronavirus (YP_009725295.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Reattività crociata | SARS-CoV-2                                                                                                                                   |
| SWISS               | P0DTC2                                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 141kDa                                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                            |