


Anticorpo Monoclonale Anti-Proteina N Di Sars-Cov-2 Per Wb, Elisa - P59595

Numero articolo: CM0003192



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit di alta qualità contro la proteina N (Nucleoproteina) di SARS-CoV-2, validato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca su COVID-19 e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit contro proteina N di SARS-CoV-2, privo di BSA e glicerolo
Annotazioni/Alias	Nucleoproteina; NP; Proteina N di SARS-CoV-2
Specie	coronavirus
GeneID (humano)	2019-nCoV
GeneID	43740575
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante della nucleoproteina full length di SARS-CoV-2 (P59595)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Ghiaccio secco