


Anticorpo Monoclonale Anti-Proteina N Sars-Cov-2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P59595

Numero articolo: CM0002945



introduzione

mAb di topo Anti-Proteina N SARS-CoV-2 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce la nucleoproteina SARS-CoV-2 con reattività crociata verso SARS-CoV. Adatto per la virologia, la diagnostica e la ricerca sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di topo Anti-Proteina N SARS-CoV-2
Osservazioni/Alias	Nucleoproteina; NP; Proteina N SARS-CoV-2
Specie	coronavirus
ID Gene (Umano)	SARS-CoV-2
ID Gene	43740575
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-420 della Nucleoproteina del coronavirus (P0DTC9)
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio