


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Proteina N Di Sars-Cov-2 Per Wb, Elisa - P59595

Numero articolo: CM0020939



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la nucleoproteina (proteina N) di SARS-CoV-2. Validato per WB ed ELISA. Rileva una proteina di circa 46 kDa. Adatto per studi sull'assemblaggio virale, sulle interazioni con l'ospite e per la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-proteina N di SARS-CoV-2
ID del gene	1489678
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina N del coronavirus (NP_828858.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P59595
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante