


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp12 Per Wb, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0020123



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NSP12 (RNA polimerasi) di SARS-CoV-2 per Western blot (WB) e ELISA. Riconosce SARS-CoV-2; utile per lo studio della replicazione virale e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | pAb di coniglio anti-SARS-CoV-2 NSP12                                                                                                    |
| GeneID                | 43740578                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 200-300 della proteina NSP12 di coronavirus (YP_009725307.1) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                    |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Reattività incrociata | SARS-CoV-2                                                                                                                               |
| SWISS                 | P0DTD1                                                                                                                                   |
| Peso proteico         | 794 kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                                        |