


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp13 Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0022063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'elicasi NSP13 di SARS-CoV-2, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce crociatamente con SARS-CoV-2. Ideale per gli studi sulla replicazione virale e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio SARS-CoV-2 NSP13
Specie	SARS-CoV-2
GeneID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-601 della NSP13 del coronavirus (YP_009725308.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso della proteina	794 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante