


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp15 Per Wb, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0024312



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'endoribonucleasi NSP15 di SARS-CoV-2, adatto per Western blot ed ELISA. Rileva la NSP15 virale coinvolta nella replicazione dell'RNA e nell'evasione immunitaria. Ideale per la ricerca sul COVID-19.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio SARS-CoV-2 NSP15
ID Gene	43740578
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 6600-6700 della NSP15 del coronavirus (YP_009724389.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0Dtd1
Peso Proteico	794 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio