


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp16 Per Wb, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0019413



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro NSP16 di SARS-CoV-2 (2'-O-metiltransferasi) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Strumento essenziale per lo studio della replicazione dei coronavirus e dei meccanismi di evasione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio SARS-CoV-2 NSP16
ID del gene	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 236-290 di NSP16 del coronavirus (YP_009725302.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso della proteina	794kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico