


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp2 Per Wb E Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0024677



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla proteina non strutturale 2 (NSP2) di SARS-CoV-2. Adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Utilizzato nella ricerca sulla replicazione virale, l'inibizione della traduzione dell'ospite e l'evasione immunitaria innata. UniProt: P0DTD1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 NSP2 pAb coniglio
GeneID	43740578
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 della NSP2 del coronavirus (YP_00742609.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso proteico	794kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio