


Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 Nsp3 Per Wb, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0020741



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NSP3 di SARS-CoV-2 validato per WB e ELISA. Mira alla regione NSP3 della poliproteina replicasi 1ab di SARS-CoV-2 (UniProt P0DTD1). Ideale per studi sulla replicazione virale e sulle interazioni ospite-virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SARS-CoV-2 NSP3 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della NSP3 di coronavirus (YP_009725299.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso proteico	794kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio