


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp4 Per Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0022837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SARS-CoV-2 NSP4 adatto per WB, IP, ELISA. Mira a una proteina replicasi virale chiave coinvolta nella formazione di vescicole a doppia membrana, supportando la ricerca su SARS-CoV-2 e lo sviluppo di strumenti diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SARS-CoV-2 NSP4 Rabbit pAb
ID genico	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-500 della NSP4 di coronavirus (YP_009725300.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso proteico	794 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio