

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp7 Per Wb, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0021254



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina NSP7 di SARS-CoV-2. Validato per Western blot (WB) e ELISA, con reattività crociata umana. Adatto per la ricerca sul COVID-19 e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SARS-CoV-2 NSP7
ID Gene	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-83 della NSP7 del coronavirus (YP_009742614.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P0DTC2
Peso Proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio