


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Nsp9 Per Wb, Elisa - P0Dtd1

Numero articolo: CM0020091



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro NSP9 ricombinante di SARS-CoV-2 (poliproteina replicasi 1ab, amminoacidi 1-113). Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Riconosce la regione NSP9 della poliproteina replicasi virale (Swiss-Prot P0DTD1).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 NSP9 Rabbit pAb
GeneID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 della NSP9 del coronavirus (YP_009742616.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Peso della proteina	794 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante