

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nucleoproteina Sars-Cov-2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc9

Numero articolo: CM0003772



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro la nucleoproteina (proteina N) del SARS-CoV-2, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per la ricerca sul COVID-19, lo sviluppo di saggi diagnostici e studi sui vaccini. Accessione del target: P0DTC9.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb Coniglio anti-Nucleoproteina SARS-CoV-2                                    |
| Note/Alias            | N; Nucleoproteina; NC; Nucleoproteina SARS-CoV-2                               |
| Specie                | Coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (2019-nCoV) (SARS-CoV-2) |
| GeneID                | 43740575                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante                                                          |
| Sorgente              | Coniglio                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                          |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                              |
| Reattività Incrociata | SARS-CoV-2                                                                     |
| SWISS                 | P0DTC9                                                                         |
| Peso Proteico         | 46kDa                                                                          |
| Spedizione            | Sacca refrigerante                                                             |