


Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 Orf7A Per Wb Ed Elisa - P0Dtc7

Numero articolo: CM0021405



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SARS-CoV-2 ORF7a validato per WB ed ELISA. Riconosce ORF7a (P0DTC7), un'immuno-evasina virale che inibisce le risposte immunitarie dell'ospite antagonizzando la tetherina e riducendo l'espressione di MHC-I. Ideale per la ricerca sul COVID-19.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 ORF7a Rabbit pAb
Specie	SARS-CoV-2
ID genico	43740573
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-98 di ORF7a del coronavirus (YP_009724395.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC7
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante