

Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 Spike Ecd Per Wb, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0021544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SARS-CoV-2 Spike ECD convalidato per Western blot e ELISA. Riconosce il dominio extracellulare della glicoproteina spike, essenziale per la ricerca sull'ingresso virale e lo sviluppo di diagnosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SARS-CoV-2 Spike ECD Rabbit pAb
Note/Alias	glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike ECD
GeneID	43740568
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-1208 del dominio extracellulare Spike del coronavirus (YP_009724390.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco