

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spike Sars-Cov-2 Per Wb - P0Dtc2

Numero articolo: CM0020686



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la glicoproteina Spike (S) di SARS-CoV-2. Validato per WB, DB, IF/ICC, IP ed ELISA. Specifico per la Spike di SARS-CoV-2. Adatto per la ricerca sull'ingresso virale, fusione ed evasione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Spike SARS-CoV-2                                                                              |
| Note/Alias            | glicoproteina spike; Spike SARS-CoV-2                                                                                                |
| GeneID                | 43740568                                                                                                                             |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 della Spike del coronavirus (YP_009724390.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                |
| Applicazione          | WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | SARS-CoV-2                                                                                                                           |
| SWISS                 | P0DTC2                                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 141kDa                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacca refrigerante                                                                                                                   |