

Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd (Omicron) Per Wb, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0020630



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il dominio di legame al recettore della proteina Spike di SARS-CoV-2 (variante Omicron). Adatto per Western blot ed ELISA. Riconosce SARS-CoV-2. Ideale per la ricerca sul COVID-19 e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Proteina Spike RBD (Omicron) di SARS-CoV-2 pAb
Note/Alias	glicoproteina Spike
ID del gene	43740568
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 319-541 della proteina Spike RBD (Omicron) del coronavirus SARS-CoV-2 (P0DTC2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso della proteina	141 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante