

Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 Spike Rbd Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0023226



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il dominio di legame al recettore (RBD) della glicoproteina spike di SARS-CoV-2 (P0DTC2). Validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA; reagisce con SARS-CoV-2. Ideale per studi sull'ingresso virale e sulla neutralizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti SARS-CoV-2 Spike RBD
Note/Alias	glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike RBD
ID Gene	43740568
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 332-550 del RBD della Spike del coronavirus (YP_009724390.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso Molecolare Proteico	141kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio