

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Spike S1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0021196



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è mirato alla subunità S1 della proteina Spike SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2), validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Ideale per studi sull'ingresso virale e sulle interazioni con l'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 Spike S1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike S1
ID Gene	43740568
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-682 della Spike S1 del coronavirus (YP_009724390.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio