

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Ecd Per Wb, Db, If/Icc, Ip E Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0023544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il dominio extracellulare (ECD) S2 della Spike di SARS-CoV-2. Validato per WB, DB, IF/ICC, IP e ELISA. Riconosce l'uomo e SARS-CoV-2. Adatto per la ricerca sull'ingresso virale e sulla fusione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Rabbit pAb
Note / Alias	glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
Specie	Coniglio
ID gene	43740568
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 686-1214 della Spike S2 ECD di SARS-CoV-2 (YP_009724390.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141 kDa
Spedizione	Ghiaccio