

## Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Per Wb, Ip, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0024350



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità S2 Spike del SARS-CoV-2, adatto per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva la glicoproteina spike del SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2) con reattività crociata verso SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                   |
|---------------------|------------------------------------------|
| Nome prodotto       | SARS-CoV-2 Spike S2 Rabbit pAb           |
| Osservazioni/Alias  | glicoproteina spike; SARS-CoV-2 Spike S2 |
| Gene ID             | 43740568                                 |
| Immunogeno          | Peptide sintetico                        |
| Fonte               | Coniglio                                 |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                    |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                            |
| Reattività crociata | SARS-CoV-2                               |
| SWISS               | P0DTC2                                   |
| Peso proteico       | 141kDa                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                       |