

Anticorpo Policlonale Anti-Sars-Cov Spike Per Wb & Elisa - P59594

Numero articolo: CM0020972



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting la glicoproteina Spike di SARS-CoV (E2). Convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con SARS-CoV. Ideale per lo studio dei meccanismi di ingresso virale, fusione e evasione immunitaria dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche e parametri principali del prodotto	
Nome prodotto	SARS-CoV Spike pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	E2; SARS-CoV Spike
ID genico	1489668
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 della proteina Spike del coronavirus (NP_828851.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso proteico	139 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio