

Anticorpo Monoclonale Anti-Rbd Della Glicoproteina Spike Di Sars-Cov Per Wb, Elisa - P59594

Numero articolo: CM0006970



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro il dominio di legame al recettore (RBD) della glicoproteina Spike di SARS-CoV (P59594). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'ingresso virale e sull'immuno-evasione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro l'RBD della Spike di SARS-CoV
Note/alias	E2; RBD della Spike di SARS-CoV
ID del gene	1489668
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350 e 450 dell'RBD della Spike del coronavirus SARS-CoV (NP_828851.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso della proteina	139 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante