

Anticorpo Policlonale Anti-Dominio Rbd Della Spike Di Sars-Cov Per Wb, Elisa - P59594

Numero articolo: CM0021814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per il dominio di legame al recettore (RBD) della glicoproteina Spike di SARS-CoV. Validato per WB ed ELISA, rappresenta un reagente fondamentale per la ricerca sui coronavirus e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-RBD della Spike di SARS-CoV
Note/Alias	E2; RBD della Spike di SARS-CoV
ID del gene	1489668
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 del RBD della Spike del coronavirus (NP_828851.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV
SWISS	P59594
Peso della proteina	139 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante