

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sars-Cov Spike Rbd Per Wb E Elisa - P59594

Numero articolo: CM0002734



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al dominio di legame del recettore (RBD) della glicoproteina Spike SARS-CoV (UniProt P59594). Validato per WB e ELISA, adatto per applicazioni diagnostiche e di ricerca che coinvolgono SARS-CoV.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | SARS-CoV Spike RBD mAb Coniglio                                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias  | E2; SARS-CoV Spike RBD                                                                                                                                   |
| ID Gene             | 1489668                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 350-450 del dominio RBD della proteina Spike del coronavirus (NP_828851.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Reattività Crociata | SARS-CoV                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P59594                                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 139kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                       |