


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sars Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49591

Numero articolo: CM0016249



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SARS umana (seryl-tRNA sintetasi), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la traduzione e la regolazione dell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	SARS Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6301
ID gene	6301
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della SARS umana (NP_006504.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49591
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio