


Anticorpo Policlonale Anti-Sart1 (Pab Di Coniglio) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43290

Numero articolo: CM0029059



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SART1 umano, un fattore di splicing tri-snRNP U4/U6.U5. Validato per applicazioni WB, IHC-P, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per uso diagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SART1 pAb di coniglio
Note / Alias	HAF; Ara1; HOMS1; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
Specie	Umana
GenelD	9092
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43290
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio