


Anticorpo Policlonale Anti-Sart3 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15020

Numero articolo: CM0014680



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SART3, un fattore di riciclo dello spliceosoma. Validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio dello splicing dell'mRNA e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SART3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9733
ID Gene	9733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 664-963 di SART3 umano (NP_055521.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15020
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio