


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sat1 Per Wb, Elisa - P21673

Numero articolo: CM0028223



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SAT1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva SAT1, anche noto come SSAT, coinvolto nell'acetilazione delle poliamine. Reagisce in modo incrociato con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6303
GeneID	6303
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-171 di SAT1 umano (NP_002961.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P21673
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio