


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Satb1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Numero articolo: CM0006660



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro SATB1, adatto per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Reagisce in modo crociato con SATB1 di uomo, topo e ratto. Per la ricerca sulla cromatina e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SATB1 Rabbit mAb
Annotazioni/Altri nomi	DEFDA; KTZSL; SATB1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6304
GeneID	6304
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 572-763 di SATB1 umano (NP_002962.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01826
Peso proteico	86 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio