


Anticorpo Policlonale Anti-Satb1 Di Coniglio Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Numero articolo: CM0024767



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SATB1 convalidato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina, lo sviluppo dei linfociti T e la metastasi tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SATB1 Rabbit pAb
Note/Alias	DEFDA; KTZSL; SATB1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6304
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 572-763 della proteina SATB1 umana (NP_002962.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01826
Peso proteico	86 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio