


Anticorpo Monoclonale Anti-Satb2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Numero articolo: CM0003591



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SATB2 umano, validato per WB, IF, IHC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla cromatina e sullo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SATB2 mAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	23314
GeneID	23314
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 634-733 di SATB2 umano (NP_001165980.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio