


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Satb2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Numero articolo: CM0003124



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SATB2 ad alte prestazioni validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce con SATB2 umano, murino e di ratto, un fattore di trascrizione chiave nello sviluppo neuronale e scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SATB2 Rabbit mAb
Note/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23314
GeneID	23314
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di SATB2 umano (Q9UPW6).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio