


Anti-Satb2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

Numero articolo: CM0022425



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SATB2 umano (SWISS: Q9UPW6). Validato per Western blot, immunohistochemistry (paraffina) ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione, neurosviluppo e differenziazione degli osteoblasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SATB2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23314
Gene ID	23314
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 634-733 di SATB2 umano (NP_001165980.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9UPW6
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio