

Anticorpo Policlonale Anti-Sav1 Per Wb, Elisa - Q9H4B6

Numero articolo: CM0029977



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SAV1 umano (hWW45), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Ideale per ricerche sulla segnalazione Hippo, sul controllo delle dimensioni degli organi e sulla soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SAV1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SAV; WW45; WWP4; SAV1
Specie	Umano
GeneID (umano)	60485
GeneID	60485
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-383 di SAV1 umano (NP_068590.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H4B6
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio