


Anticorpo Policlonale Anti-Sav1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4B6

Numero articolo: CM0024288



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SAV1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Colpisce il regolatore della segnalazione Hippo, una proteina di 45 kDa. Adatto per applicazioni Western blot, immunistoichimica ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	[Validato KO] SAV1 Rabbit pAb
Note/Alias	SAV; WW45; WWP4; V1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	60485
GeneID	60485
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-383 di SAV1 umano (NP_068590.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4B6
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio