


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sbds Per Wb, Elisa - Q9Y3A5

Numero articolo: CM0003422



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio mirato alla proteina SBDS umana, validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sulla sindrome di Shwachman-Diamond.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SBDS Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SDS; SDO1; SWDS; CGI-97; SBDS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51119
GeneID	51119
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 151-250 dell'SBDS umano (NP_057122.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3A5
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio