

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sbf1 Per Wb, Elisa - 095248

Numero articolo: CM0013758

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SBF1 umano (MTMR5), validato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e ratto. Ideale per lo studio dell'autofagia, della mielinizzazione neuronale e dei meccanismi patologici della malattia di Charcot-Marie-Tooth.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SBF1 Rabbit pAb
Note/Alias	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6305
GeneID	6305
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1630-1770 di SBF1 umano (NP_002963.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	095248
Peso della proteina	208 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante