

Anticorpo Policlonale Anti-Scaf4 Di Coniglio Per Ihc-P Ed Elisa - O95104

Numero articolo: CM0023108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SCAF4 di alta qualità convalidato per IHC-P ed ELISA. Riconosce SCAF4 umano, murino e ratto. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale e dei meccanismi di terminazione prematura dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCAF4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SRA4; SFRS15; SCAF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57466
ID Gene	57466
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-248 di SCAF4 umano (NP_065757.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95104
Peso proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio