


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scaf8 (Rbm16) Per Wb, Elisa - Q9Upn6

Numero articolo: CM0021441



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SCAF8 (RBM16) umano, adatto per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sulla terminazione della trascrizione e sull'elaborazione dell'RNA. Immunogeno ricombinante, 141 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCAF8 Rabbit pAb
Note/Alias	RBM16; SCAF8
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	22828
ID Gene	22828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 572-634 di SCAF8 umano (NP_055707.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPN6
Peso proteico	141 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio