

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scamp1 Per Wb, Elisa - O15126

Numero articolo: CM0027770

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SCAMP1, validato per WB e ELISA. Riconosce SCAMP1 di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del riciclo post-Golgi e delle vie di traffico membranale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SCAMP1 Rabbit pAb
Note/Alias	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
Specie	Uomo
ID genico (umano)	9522
ID genico	9522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di SCAMP1 umano (NP_004857.4)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15126
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio