

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scamp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15127

Numero articolo: CM0019534

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SCAMP2 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce SCAMP2 umana, di topo e di ratto (37 kDa). Ideale per lo studio della proteina 2 associata al trasportatore secretorio nel riciclo post-Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCAMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	SCAMP2
Specie	Umana
ID Gene	10066 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 della SCAMP2 umana (NP_005688.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15127
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio