

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Scand1 Per Wb, Elisa - P57086

Numero articolo: CM0029478

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SCAND1 di alta qualità per applicazioni Western blot e ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno ricombinante. Per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCAND1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAZ1; SDP1; SCAND1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51282
ID Gene	51282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-179 di SCAND1 umano (NP_057642.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P57086
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio