

Anticorpo Policlonale Anticorpo Anti-Sccpdh Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Nbx0

Numero articolo: CM0021662

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a SCCPDH umano (NET11, CGI-49), validato per WB e ELISA. Reagisce con umano e topo; immunogeno da proteina ricombinante. Ideale per lo studio della funzione ossidoreduttasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCCPDH pAb coniglio
Osservazioni/Alias	NET11; CGI-49; SCCPDH
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51097
GenelD	51097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di SCCPDH umano (NP_057086.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8NBX0
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio