


Anticorpo Policlonale Anti-Scd Per Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Numero articolo: CM0024911



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Stearoyl-CoA desaturasi (SCD) umana. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico e sulla biosintesi degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] SCD Rabbit pAb
Note/Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Specie	Umano
GeneID (umano)	6319
GeneID	6319
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O00767
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio