

Anti-Scd1 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Numero articolo: CM0008006



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro SCD1 umano (stearoyl-CoA desaturasi), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Bersaglio dell'enzima di biosintesi degli acidi grassi; ideale per la ricerca metabolica e sui lipidi. Cross-reattività umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SCD1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6319
Gene ID	6319
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 260-359 di SCD1 umano (NP_005054.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano
SWISS	000767
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio