


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Scd1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000767

Numero articolo: CM0020711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SCD1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. La stearyl-CoA desaturasi è coinvolta nella biosintesi lipidica e nell'omeostasi energetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SCD1 pAb di coniglio
Note/Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Specie	Umano
GeneID (umano)	6319
GeneID	6319
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della SCD umana (NP_005054.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O00767
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante